

Introducción

1. Muestras y personalización disponibles.
2. Control de calidad profesional para controlar la calidad del producto. Todos los productos cumplen con el estándar de calidad internacional como CE, ISO13485, FDA.
3. Tener suficiente experiencia y ganado una gran reputación de nuestros clientes de todo el mundo. Tal como América, América del Sur, Europa, sudeste de Asia, [El medio Oriente](#).
4. Pago rápido, pronta entrega y precio competitivo.
5. Calidad estable y el mejor servicio post-venta.
6. El servicio del OEM está disponible.

Nuestros servicios y ventajas

- 1) [Fabricante](#) Con 12 años de historia, tenemos gran ventaja en el precio y la tecnología;
- 2) Poder de producción fuerte, 1 * 40HQ se puede terminar en el plazo de 15 días;
- 3) Equipo de ventas prometedoras: servicio de ventanilla única en 24 horas;
- 4) seguro de alta calidad: ISO9001, ISO13485, certificado CE, FDA registrado;
- 5) Las muestras se pueden proporcionar de forma gratuita.

Nombre	Desechable paciente cortocircuitos colonoscopia fabricante de China
Material	SMS 40g, poder ser 35-55g
Color	Caliente en Azul o oscuro azul
tamaño	L, SG en corto estilo
Paquete	10 piezas / simple escuela politécnica bolsa, 10 bolsas / cartón, ctn tamaño 40x28x30cm

MOQ 10000 unids

Entrega fecha: alrededor 30 dias, arriba a demanda cantidad

Foto de cortocircuitos disponibles de la colonoscopia del paciente

