

todos [Vestido quirúrgico reforzado desechable](#) están hechos de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales que no se suspenden son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frescas, incluso durante casos largos
- Se puede personalizar varios de estilo de acuerdo con sus diferentes requisitos.

Tela MATERIAL

Material de SMS

Estilo

Con velcro en collar, corbata en los puños de punto de la cintura

Dimensiones S IZE

X-3xl

Tela W OCHO

30-60g, C Ould SER Como su solicitud

color

Color azul

Certificado

ISO13485, FDA

MOQ:

10000 PCS

Diseño de embalaje

Puede ser como su diseño

Embalaje

1pc / bolsa de papel de plástico, 50pcs / ctn, o Como su requisito

Capacidad

60,000 PCS por día

El tiempo de entrega

7-30 días

APLICACIONES

Laboratorio, clínica, Industria alimentaria, Taller sin polvo, hospital

La imagen de [Vestido quirúrgico reforzado desechable](#)



Set-in Sleeves



Raglan Sleeves



Waist card, more
nient distinction the belt



Heat-welded ties



Ultra-sonic heat
sealing seams





