

## Product details

### Parámetros de la máscara médica del niño de la cara

- 1) Material: PP no tejidos + papel de alta filtración + PP no tejida, muy suave, no irritación.
- 2) color: Blanco
- (3) lazo del oído: lazo plano elástico del oído, anchura de los 6 mm
- (4) tamaño: 125 × 80 mm
- (5) barra de nariz: ninguna barra de la nariz
- (6) BFE (bacteriano eficacia de la filtración) > 99%

### Empaquetado de la máscara médica no tejida de la cara del niño

		Tamaño del cartón	envase del HQ 1 * 40 puede sostener (las PC)
Empaquetado normal	50 PCS/Box, 2000 PCS/CTN	52 * 29 * 34	2.620.000 PCS
Embalaje único	1 la bolsa de plástico sellada color impresa de PCS/1, 50 PCS/Box, 2000 PCS/CTN	los 52 * 30 * 42 cm	2.060.000 PCS

### Pictrues de la mascarilla médica desechable de la cara del niño



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

