

#### Característica de producto:

1. Tamaño: S 96\*140\*57cm M 100\*144\*57 cm L 104\*148\*57 XL 108\*152\*58
2. con un alto nivel de repelencia de líquidos.
3. Hecho a partir de SMS hidrofóbicos, PP, PP+PE. CPE, material microporoso; Sin látex; resistente a la abrasión; pelusa baja; fluido completamente impermeable.
4. Diseñado para una protección óptima, uso cómodo.
5. Blanco, azul, verde, amarillo, rojo puede estar disponible. Indicaciones Las capas de laboratorio dental desechables se utilizan ampliamente en vestidos protectores de seguridad médica, vestidos de taller aséptico, aislamiento protector, fábrica de productos electrónicos mineros, fábrica de alimentos de la cría de animales de granja biozardía, etc.

#### Nuestras ventajas:


1. Fabricante directamente, abrigos de laboratorio dental desechables, cualquier color.
2. ISO, CE, PP, PP/PE, SMS, SMMS, Microporoso,
3. Capacidad: 10,000pcs/día, 1\*40HQ se pueden terminar dentro de 10-15 días;
4. Buena barrera para el diseño de embalaje OEM y fluido y transpirable, servicio en 24 horas.

#### Especificaciones del producto:

Número de código	OH-4000
Color	Blanco, a otros como azul, azul oscuro, verde, etc.
Materiales	PP 40G/SQM no tejido (+/- 2G/SQM), rango de peso de 30 a 60 GSM Está hecho de tela no tejida de enlaces hilados de polipropileno, sin látex, resistente a la abrasión, peluda baja, con un alto nivel de repelencia de líquidos, una buena barrera para la sangre, los fluidos corporales y los patógenos.
Estilo	Collares de camisa, sin bolsillos, puños elásticos, 4 velcros en el frente,
Tamaño	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL (detalles, puede verificar a continuación)
Embalaje	5pcs/bolsa, 50pcs/CTN; 10pcs/bolsa, 100pcs/ctn, según su requisito
Nuestro estándar	CE, ISO13485, FDA

#### Estilo de abrigo de laboratorio para su referencia

Abierto de frente: con botones, con cremallera, con cinta mágica (velcro),  
Postón: con muñecas abiertas, con muñecas elásticas, con puños tejidos,  
Collar: con cuello sencillo (camisa), con cuello redondo, con cuello tejido,  
Adicional: con bolsillos, sin/sin bolsillos.



Nuestro embalaje normal:

1. 5pcs/bolsa, 50pcs/ctn, como demandan
2. No estéril (estéril disponible)
3. Tamaño de cartón: 30\*48\*41cm, 0.05904cbm o como demandan
4. Si compra 1x20gp, puede cargar 440ctns, la cantidad será de 44000 piezas

Si compra 1x40HQ, puede cargar 1117ctns, la cantidad será 111700pcs

Preguntas más frecuentes

1. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? ¿Cuándo se estableció su empresa?

Sí, somos fabricantes directamente, nuestra fábrica se estableció en 2003.

2. ¿Cuál es la facturación anual para su empresa?

En los años aprobados, fueron alrededor de USD18 millones de 20 millones, todavía está en crecimiento.

3. ¿Cuál es el número de empleados en su empresa?

Nuestra fábrica es de aproximadamente 380-400 trabajadores calificados, 10 QC profesionales para verificar la calidad durante cada proceso y 10 ventas profesionales de información con 3-8 años de experiencia en el departamento de comercio de Int'l.

4. ¿Cuál es el porcentaje de distribución de productos para local y exportación?

En la actualidad, 90% para exportación, 10% para local.

5. ¿Cuáles son los principales países a los que exporta?

Alemania, Suiza, Austria, Italia, Francia, Reino Unido, EE. UU., Arabia Saudita, Chile, México, Perú, Brasil, Corea, Japón, Tailandia, etc.

6. ¿Podría proporcionarnos una descripción general de la gama de los productos que fabrica específicamente?

Nuestra propia fábrica produce principalmente todo tipo de máscaras faciales desechables, gorras, overoles, vestidos quirúrgicos, abrigos de laboratorio, sábanas, mangas de brazos, cubiertas de zapatos, cortinas quirúrgicas, ponchos de lluvia, delantales, etc.

7. ¿Cuántas líneas de producción hay para su gama principal de los productos?

2 líneas de producción para tela PP, SMS, material PP/PE. 2 talleres sin polvo para productos quirúrgicos estériles 5 máquinas automáticas de tapas y 5 máquinas automáticas de calzado. 10 máquinas automáticas de máscaras faciales.

8. ¿Cuál es su capacidad de salida para su rango principal del producto?

Capacidad de la máscara facial: 1000,000 piezas / día. Coverall, vestidos quirúrgicos, capa de laboratorio, cama de cama: 10,000 piezas/día. Capacidad Capacidad: 200,000 piezas/día. Cada 1\*40HQ se puede terminar dentro de los 7-10 días.

9. ¿Su empresa tiene algún sistema de gestión de calidad como Certificados ISO, EN o CE?

Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA, Reach, SGS y Nelson Report.

10. ¿Puedo obtener las muestras gratuitas para la comprobación de calidad? ¿Cuánto tiempo puedo conseguirlo?

Sí, nuestras muestras se pueden suministrar gratis dentro de 3-7 días.

11. ¿Podemos imprimir nuestro logotipo en los productos o empacar?

Sí, todos los productos se pueden hacer a medida y todo el paquete se puede imprimir como su obra de arte.

12. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de sus productos?

Alrededor de 3-5 años.

13. ¿Cuáles son sus términos de pago normales?

Para el primer pedido, 30% T/T por adelantado, se pagará el 70% antes de cargar o L/C. Podemos discutirlo más después de algunas veces la cooperación.

14. ¿Cuál es su MOQ de cada producto?

Máscara facial/tapas/cubiertas de zapatos/mangas de brazo cada MOQ: 50,000 piezas. Ropa y sábanas MOQ: 5000 piezas.

15. ¿Cómo resuelve los problemas de calidad si los hay?

Nuestra fábrica prestará la mayor atención a cualquier problema de calidad. Investigaremos profundamente la causa raíz de los problemas y encontraremos la mejor solución para evitar problemas futuros. Mientras tanto, la compensación correspondiente para nuestros clientes.

Fotos:



<https://www.china-disposable.com/products/disposable-nonwoven-lab-coat.html#.ypqsuegzauk>