## **Product details**

## Ellosateriales de la hoja de cama no tejida de hotel:

- 1) 2 polipropileno0-sesenta y cincogsm
- 2) SMS 30-65gsm
- 3) microporosa 45-65gsm

## Función de la hoja de cama cirujano

- 1) El tejido es soft y sanitaria.
- 2) Una talla para la cama de tamaño más estándar.
- 3) Es durable y eficaz en la protección de las personas que viven en el hotel, al aire libre, o en el hospital, a unaropa innecesaria vacío con sábanas desechables que están bien adaptados para su uso.
- 4) esterilización EO: con o sin, con la esterilización EO es ampliamente utilizado en el hospital.

## Embalaje de la hoja de cubierta de la cama

