

Quirúrgico PP no tejidas desechables ronda bouffant caps fabricante

Especificación:

Artículo	Quirúrgico PP no tejidas desechables ronda bouffant caps fabricante
Material	9, 10 g, 12 g, 14 g, 18, 20 g, 25 g etc
Estilo	Elástico (látex libre), estilo elástico simple y doble
Color	blanco, azul, verde
embalaje	100pcs/bag, 1000pcs/ctn
diseño del embalaje	Toda la impresión interna de la caja y del cartón puede estar como su diseño
Aplicaciones	Personal médico clínico hospitalario y pacientes. Taller sin polvo, laboratorio, industria alimentaria, Manufacturas electrónicas y así sucesivamente
MOQ	100.000 PCS
Control de calidad	1. no comenzaremos a hacer los productos hasta que usted confirme la muestra. 2. el embalaje será a prueba de agua, a prueba de humedad y sellado
Certificado	CE, ISO13485, FDA

