

Tela	Capa 1: PP no tejido
Material	Capa 2: papel de alta filtración
prefix = o />	Capa3: PP no tejido
Estilo	Con orejera protectora y elástica
Dimensiones tamaño	14,5 * 9,5 cm; 12,5 * 8,5 cm
Tela wocho	25 gramos + 25 gramos + 25 gramos, cdebería ser como lo pediste
Color	wblancobebe azulbebe rosado, gris
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	200000 piezas
Diseño de embalaje	puede ser como tu diseño
Embalaje	50 pcs / bbuey,2000 ordenador personals / ctn, o como su requisito
Capacidad	60.000 piezas por día
El tiempo de entrega	7-30 días
Aplicaciones	Escuela, centro comercial, al aire libre y cualquier lugar que necesite protección.

Ventajas

- 1.Directamente fabricante, ISO CE FDA certificado mascarilla quirúrgica desechable no tejida de 3 capas, cualquier color.
- 2.ISO, CE, FDA, BFE> 99%, estándar tipo II / tipo IIR.
- 3.Capacidad: 1000,000pcs / day, 1 * 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;
- 4.Laxet free, easy aliento, ecológico, diseño de embalaje OEM, servicio en 24 horas.
- 5.Agradable para la piel, hipoalergénico, cómodo, alta transpirabilidad, sin fibra de vidrio, sin látex