

## **Propiedad Cubierta de bigote blanco desechable**

**Todos Toallas de algodón Hecho de material de alta calidad, proporcionando una excelente protección y una comodidad superior:**

- 1.SIZE: 18. '19. '20. '21. ' Cada parte o personalizada
2. Hecho de No tejido Material, Respirar Y cómodo, limpio y sanitario.
3. Cómodo y claro, fácil de hacer.

## **Especificaciones Desechable blanco Cubierta de bigote**

Material

SPP / PP + PE / SMS

Pesando

1. 0-2. 0gms.

Estilo

Elástico único, doble elástico.

Tamaño

18. '19. ' 20. '21. '

Color

BLANCO, verde, azul Etc.

embalaje

100pcs / bolsa, 2000 PCS / Cartón

Diseño de embalaje

Todo en Las bolsas y la impresión de cartón pueden ser su diseño.

Tamaño de cartón

Estándar

Aplicación

Hospital, Spa, Belleza, etc.

MOQ

10. 000.0. PC

Muestra

Se puede suministrar de forma gratuita para su inspección de calidad dentro de una semana

Términos de pago

T / T, L / C

Tiempo de entrega

Cuando su cantidad (podemos completar 100,000 PC por día)

Puerto FOB

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[foto Desechable blanco Cubierta de bigote](#)







