

## **Xiantao proveedor de PP desechables peso pesado paciente hoja de diapositivas CE aprobado**

### **La Especificación para hoja de diapositiva paciente de peso pesado**

Material	polipropileno
Color	azul
Estilo	Ultrasónico lacre del calor, con el agujero en el lado de la longitud
Tamaño	195 * 85 (puede ser hecho según la demanda del cliente)
Aplicación	Hospital, emergencia Centro, clínica
MOQ	5.000 PCS
Precio	Negociable
Condiciones de pago	T/t, l/c, d/a, d/P, unión occidental, Fideicomiso, Paypal
Capacidad de la fuente	10, 000pcs/day, HQ 1 * 40 el envase se puede acabar en 15 días
Plazo de expedición	Según la cantidad, normalmente 30days después del depósito
Detalles del embalaje	Estéril: 1 PC/Bolsa de plástico de papel, 50 PCS/CTN No esterilizar: 1 PC/bolso, 50 PCS/CTN O como sus requisitos

### **Características de Hoja de diapositiva paciente de los PP**

- 1) Hecho de telas no tejidas de la alta calidad, no SMS tejido, PP, o PP + PE 60 g-120 g;
- 2) Con manija, usada fácilmente para transferir el cuerpo paciente;
- 3) Apoya hasta 300 libras. Tamaño: 85 W x 195 L

### **Cuadro de la hoja paciente del resbalón del peso pesado de los PP**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

