

### Descripción de la bata de hospital desechables:

1. Material: SMS (Spunbond-fusión-soplado-ligadas por hilado sin tejer)
2. género barrera de SMS es una construcción trilaminado único que ofrece una alta resistencia a la tracción y dureza que también es suave, drapeable, y fácil de trabajar. SMS proporciona una barrera de fluido y de partículas para proteger al trabajador sin sacrificar la movilidad y comodidad.
3. capa hilada es constará de filamento continuo, con buena resistencia a la tracción y alargamiento, derretir la capa de soplado es consiste en micro fibra continua
4. Características: Anti-pull, respetuoso del medio ambiente, buena resistencia a la tracción, de tacto suave, no tóxico, resistente al agua, permeable al aire

### Los detalles de diseño para la bata de hospital desechables:

1. Material: SMS
2. Manguito: puño elástico o de punto; Cuello: lazos o velcro en la parte posterior del cuello
3. Cintura: lazos en la cintura; Con la tarjeta de papel o no
4. Color: azul, blanco, verde, amarillo, rosa, etc.
5. Otros materiales y especificaciones están también disponibles, se puede hacer de acuerdo a los requerimientos de los clientes.

### Solicitud:

Puede ser utilizado en el hospital, laboratorio, industria alimentaria, en cualquier lugar necesitan protección. Prevenir y aislar el polvo, partículas, el alcohol, la sangre, las bacterias y los virus invasor. Puede ser utilizado como una infección del te .Prevent capa visita el centro de asistencia médica en el campo del saneamiento. Económico y desechable. Acuerdo con las normas de higiene.

### La especificación de la bata desechable SMS:

Material	SMS
Color	Blanco, verde, azul, amarillo, etc.
Bofetada	puño de punto, puño elástico,
Cuello	Lazos o velcro
Cintura	Atar
mangas	mangas largas / mangas cortas / no mangas
Esterilización	EO esterilización o no esterilizar
capa reforzada	como sus requisitos
tamaño	S-6XL, o como su petición
Cantidad mínima de pedido	5000 PC
Precio:	Negociable
Términos de pago:	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
Capacidad de la fuente:	1 * 40 HQ se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega:	De acuerdo con la cantidad, normalmente, 30 días después de confirmado el orden

### La carta del tamaño de la bata desechable SMS:

tamaño	S	METRO	L	SG
--------	---	-------	---	----

Altura (cm)	110	115	120	125
circunferencia de pecho (CM)	30	137	140	150

**Detalles del cuadro de la bata de hospital desechables:**

