

Tapas quirúrgicas no tejidas desechables para el médico

Especificación:

Material	PP, SPP, SBPP, SMS, SMM, Microporosa
Color	Blanco, azul, verde, amarillo, rojo etc.
Peso de la tela	PP 10-30GSM, SMS 30-65GSM, Microporosa45-65GSM
Tipo	vínculo
Elástico	Doble individual
Tamaño	18 ", 19", 20 ", 21", 24 ".... etc.
Certificado	CE, ISO13485, FDA
embalaje	100 / bolsa, 2000pcs / ctn, o como sus requisitos
Muestra	La muestra se puede terminar en 2 días.
Modelo	Tapa quirúrgica desechable

Ventajas:

1. Fabricante indirectamente, tapa de trapeador desechable, cualquier color.
- 2, ISO, CE, Buena Protección, Látima, sin facilidad, respiración eco, amigable,
- 3.capacidad: 200,000pcs / día, 1 * 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;
4. Diseño de embalaje OEM, servicio en 24 horas.