

Product details

Descripción de bata de laboratorio uniforme SF antiestático

1. Material: SF50G
2. Color: Blanco,
3. Estilo: Puño elástico, con cuello, botón frontal, con los bolsillos
4. Tamaño: S-XXXL tallas disponibles
5. Embalaje: 5PCS / polybag, 50PCS / cartón y como sea necesario
- 6.1 * 20 "FCL: 50000PCS (tolerancia como diversos tamaños y materiales)
7. Mini cantidad de la orden: 5000PCS
8. Certificado: CE, FDA, ISO13485

Nuestra ventaja:

1. Directly fabricante, batas de laboratorio desechables, cualquier color.
- 2, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, microporosa,
3. Capacity: 10,000pcs / día, 1 * 40HQ se puede acabar el plazo de 10-15 días;
4. Buena barrera a los fluidos y transpirable, OEM diseño de embalaje, servicio en 24 horas.
5. Desechable bata de laboratorio está hecho de material de protección de aislamiento de alto rendimiento.

especificaciones de bata de laboratorio uniforme SF antiestático

Material	película microporosa SF
gramaje	50g, podría como su petición
Estilo	Con anillos, broches de presión en la parte delantera, puño elástico, con los bolsillos
tamaño	S-6XL
Color	blanco, etc.
Embalaje	5pcs / caja, 50 bolsas / caja, o como su requisito
El diseño que embala	toda la impresión bolsa y cartón interno puede ser como su diseño
aplicaciones	taller libre de polvo, hospital, laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are que un fabricante o una empresa comercial, y cuando se estableció su empresa?

R: Sí, somos directamente del fabricante, nuestra fábrica fue establecida en 2003, tenemos nuestra propia compañía de los derechos exportados en 2013.

Q: 2. ¿Cuál es el volumen de negocios anual para su empresa?

R: Normalmente es de alrededor de USD 18 millones, 20 millones, que todavía está en el crecimiento.

Q: 3. ¿Tiene su empresa un sistema de gestión de calidad como la ISO, EN o certificado (s) de la CE?

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.

Q: 4. ¿Puedo consigo las muestras libres para la comprobación de la calidad? Cuanto tiempo puedo conseguirlo?

R: Sí, nuestras muestras se pueden suministrar libre el plazo de 3-7 días.