

Introducción del clip del casquillo desechable:

Nombre de la marca: ORIENT HONESTO

Número de modelo: OH-1001, OH1002, OH1003

Proceso de dar un título: CE / ISO13485 / FDA

Lugar de origen: China

Material : No tejido PP

Color: blanco, verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo (todos los colores pueden estar disponibles)

Estilo: tapas de clips elásticos

Peso: 10g-30g

Tamaño: 18 ", 19 ", 21 ", etc.

Detalles de empaque: 100 PC / bolso, 20 PC / CTN

Especificaciones del clip del casquillo desechable:

Producto:

'20' '21' 'de tamaño personalizado casquillo clip de Productos consumibles médicos de alta calidad no tejidas de colores simples o dobles elásticas 19'

Material:

PP no tejido con el elástico

gramaje:

10g ~dieciséisgramo

Estilo:

Individual o doble elástico elástico

Tamaño:

19 " o 18 ", 20 ", 21 ", Etc.

Color:

Blanco verde, amarillo, Azul, etc..

METROOQ

100,000pcs

Embalaje:

100pcs / bag; 2000pcs / ctn

Solicitud:

para casa, , Farmacéutica, sector industrial de laboratorio médico quirúrgicos, pintura, sala de limpieza, etc.

Almacenamiento:

Almacenado en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, no corrosivo gases de almacén

Condiciones de pago:

T / T, L / C, PayPal, D / P, D / A, etc.

Otro servicio: OEM y de logotipo / marca

Proceso de dar un título: CE, ISO13485, FDA


Características del clip del casquillo desechable:

1. Transpirable, no absorbente, durabilidad
2. Con simple o doble elástica disponible, en forma plisada o clip con varios colores disponibles.
3. eficiencia de filtración bacterias (BFE) ha llegado a 99,1%. Esta tasa es mucho mayor que el estándar normal de 97%.
4. Las muestras gratuitas y personalización disponibles
5. tapa en forma de clip antes de plegar
6. Podríamos garantizar la mejor calidad, entrega rápida, el desarrollo de nuevos materiales.

Fotos del clip del casquillo desechable:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

