

Product details

Descripción de los guardapolvos de la ropa roja de seguridad mayorista

Tipo de tejido: Polypropylene,

gramo de la tela: 30gsm, etc.

Tamaño: Tamaño regular, S, M, L, X-Large, 2X-Large, 3X-Large, 4X-Larges

Color: Rojo, etc.

Paquete por caja: 10 cada uno por bolsa, 5 bolsas por caso

1 cada uno por bolsa, 50 bolsas por caso

Observación: el peso de la tela especial, tamaños, colores y envases disponibles bajo petición

Las aplicaciones de los guardapolvos de la ropa roja de seguridad mayorista

-Construcción De la construcción, el hospital.

-Fiber Exposición y productos de fibra de vidrio de fabricación

fabricación -Pharmaceutical

-Pintura Y rociando taller

-electronic montaje y colocación de aislamiento

-Minería, La madera, el metal y el procesamiento

-Motor La fabricación de vehículos y buques

-Agricultura Y los servicios veterinarios

-Asbestos Extracción, separación, y claro-up o manipulación

política de la muestra

1. La muestra según su dibujo de estudio. Tiempo de muestreo: 3-5 días.
2. El diseño de su propia muestra, a continuación, rehacerlo.
3. Las muestras existentes Tiempo de muestreo: 1 día
4. Hacer la producción en masa después de confirmar la muestra.

Control de calidad

1. No vamos a empezar a hacer los productos hasta que se confirme la muestra.
2. El embalaje será a prueba de agua, a prueba de humedad y sellado

Especificación de los guardapolvos de la ropa roja de seguridad mayorista


Nombre	guardapolvos de ropa roja de seguridad mayorista, desechable uniforme de trabajo de seguridad, ropa de trabajo de seguridad proveedor de polipropileno
Material	PP o PP / PE, SMS, SMMS, microporosa,

Estilo	Con / sin capucha, con / sin elástico en la cintura, con / sin arranque puede estar disponible.
tamaño	S-6XL
Color	rojo, etc.
embalaje	5pcs / caja, 10 bolsas / caja
diseño de embalaje	toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
MOQ	5000 PC
Muestra	se puede suministrar libre para comprobar la calidad de su plazo de 3 días
Forma de pago	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, FIDEICOMISO,
El tiempo de entrega	Capacidad: 10,000pcs / día, 1 * 40HQ se puede acabar el plazo de 10-15 días;
FOB puerto	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTEREST OPICAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are que un fabricante o una empresa comercial, y cuando se estableció su empresa?

R: Sí, somos directamente del fabricante, nuestra fábrica fue establecida en 2003, tenemos nuestra propia compañía de los derechos exportados en 2013.

Q: 2. ¿Cuál es el volumen de negocios anual para su empresa?

R: Normalmente es de alrededor de USD 18 millones, 20 millones, que todavía está en el crecimiento.

Q: 3. ¿Tiene su empresa un sistema de gestión de calidad como la ISO, EN o certificado (s) de la CE?

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.

Q: 4. ¿Puedo consigo las muestras libres para la comprobación de la calidad? Cuanto tiempo puedo conseguirlo?

R: Sí, nuestras muestras se pueden suministrar libre el plazo de 3-7 días.

The happy time with customers

