

## **3ply jetable masque chirurgical, le visage antibactérien masque 17.5 \* 9.5cm, PP non tissé anti-odeur masque facial doux**

### **Indications de 3ply jetable masque chirurgical**

- 1) stérile masque facial est à l'hôpital, clinique, le personnel médical et les patients;
- 2) masque facial non stérile peut être utilisé pour l'atelier sans poussière, usine de nourriture et ainsi de suite.

### **Spécifications de antibactérien masque**

Matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
poids du tissu	Peut-être que votre demande
boucle d'oreille	Attachez ou boucle d'oreille
Taille	17.5 * 9.5cm, ou vos besoins
Couleur	blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bordeaux / noir
Emballage	50 pcs / boîte 2000 pcs / CTN, ou que votre exigence
conception d'emballage	toute boîte intérieure et l'impression de l'emballage extérieur peut être aussi votre conception
Applications	hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, électronique fabrique et ainsi de suite

### **Conditionnement des anti-odeur masque**

50pcs / boîte, 40boîtes / ctn, 52x19x42cm;  
1 \* 20 container GP peut contenir 1.400.000 Pcs de masques, 700 Ctns;  
récipient 1 \* 40 HC peut contenir 3.450.000 Pcs de masque, 1725 Ctns.  
Ou que vos exigences.

### **Photo de 3ply jetable masque chirurgical**

