

## Chine meilleur fabricant pour earloop masque, masques jetables pour les allergies, masque meidcal anti virus

### Spécification du earloop masque

- 1) Taille: 17,5 x 9,5 cm, taille unique la plus
- 2) barre de nez Adaptable, aucun stimulus à la peau humaine
- 3) Couleurs: blanc / rose / vert / bleu / jaune, nous avons 11 couleurs totalement
- 4) l'efficacité élevée du filtre, filtre le pollen, la poussière et les bactéries, BFE% & gt; 99%5) Résistance à la pénétration de sang synthétique 120 mmHg
- 6) Conforme à EN14683 et FDA standard de qualité

### Le matériau de tissu de masques pour les allergies

- 1) Il est non-toxique non-tissé, Pas d'irritation, doux et confortable;
- 2) intérieure est la PP non-tissé avec effet antibactérien;
- 3) Middle est la couche de filtre efficace (haute qualité Faire fondre le tissu soufflé);
- 4) Outer est l'impression de santé de qualité Spun liaison polypropylène.

### Emballage de masque anti-virus

spécification	emballage normal	taille de carton	1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 Pcs
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels

### Photo de earloop masque



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

