

## Product details

### Caractéristiques du fabricant de la Chine pour les blouses chirurgicales SMS

1. All-in-one, ouverture à l'arrière.
2. La blouse chirurgicale est durable, doux, léger, confortable, abrasion et Electricit statique
3. Avec surface parfaitement lisse, blouse chirurgicale est capable d'expulser le liquide inorganique et éviter les éclaboussures de produits chimiques. la poussière solide ne peut pas attacher à la robe aussi bien.
4. Le blouse chirurgicale est spécialement enduit pour prévenir efficacement nuisibles, la poussière de superfine, acide minéral haute densité, des solutions alcalines et salines.
5. Il est prouvé que la robe chirurgicale offre une protection contre l'attaque de sang, le virus.

### Spécifications du fabricant de la Chine pour les robes chirurgicales SMS

La description	Chine fabricant pour les robes chirurgicales SMS, les meilleures blouses stériles de l'hôpital de l'usine, le fournisseur de robe de chirurgie bleue jetable
matériel	SMS (Polypropylène Spunbond Nonwoven Fabric + Meltblown Tissu non-tissé en polypropylène + Spunbond Nonwoven Fabric)
Taille	S (110 * 130cm), M (115 * 137cm), L (120 * 140cm) XL (125 * 150cm) 2XL (130 * 150cm) ou d'autres tailles personnalisées
Poids	16-65gsm est disponible (en tant que votre demande)
Détails	le style stérile et non stérile, standard et renforcé, standard et à ultrasons, avec et sans serviettes. Crochet et boucle sur le col, cravates sur la taille, poignets tricotés
couleur	bleu
Emballage	stérile, 10 pcs / sac, 50pcs / ctn non ou 100pcs / ctn. stérile, 1 pièce / sac stérile, 50pcs / ctn ou 100 pcs / ctn
Application	Médical & amp; santé / Ménage / Laboratoire
Caractéristiques	Durable, écologique, non toxique, respirante et flexible Anti-alcool, anti-sang, anti-huile, anti-bactéries, , Etanche acide, preuve Alkali, stabilisant anti-UV, non-doux
Livraison	Un conteneur 40HQ peut être finished au sein de 15-25days.
Stockage	Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, non corrosif gaz entrepôt
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Remarque	1.this produit peut être stérilisé par l'oxyde d'éthylène.

	2.Validity: 3 ans
OEM	1.Material ou d'autres spécifications peuvent être selon customers'requirements. 2.Customized Logo / marque imprimée. 3.Customized emballages disponibles.
Certificat	CE, ISO13485, FDA

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?**

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créé en 2003, nous avons notre propre société de droits exportés en 2013.

**Q: 2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?**

R: Normalement, il est d'environ USD18 millions-20 millions, il est encore dans la culture.

**Q: 3. Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?**

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.

**Q: 4. Can je reçois les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je obtenir?**

R: Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3-7 jours.