

Product details

Les principales caractéristiques comprennent:

- 1) Feuille de transfert de patient est eConception asy-slide, thermoscellage par ultrasons
- 2) La performance du tissu est immensément forte, Polypropylène 100gsm vers le haut, ou PP + PE 100gsm vers le haut.
- 3) le Feuille de transfert Peut contenir du poids 300 LBS vers le haut, FuneFacilite le transfert des patients.
- 4) léger, LuneTex gratuit, Compact et facile à stocker
- 5) Personnel à usage unique - protection du personnel et des patients contre une infection croisée, CPlus efficace
- 8) La taille normale de Feuille de transfert non tissée à usage unique : 195cm * 85cm, ou selon vos besoins.


La fiche technique

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel | PP, PP + PE |
| Couleur | Blanc, bleu, vert.....etc |
| style | Thermo-soudage par ultrasons, Avec trou dans le côté longueur |
| Taille | 195cm*85cm (Peut être faite selon la demande du client) |
| Application | Hôpital, centre d'urgence |
| MOQ | 5 000 pièces |
| Prix | Négociable |
| Modalités de paiement | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Fiducie, PAypal |
| Capacité d'approvisionnement | 10,000pcs /jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours |
| Temps de livraison | Selon la quantité, Normalement 30 jours après le dépôt |
| Détails d'emballage | Stérile: 1 Pcs /Papier plastique sac, 50 pcs / Ctn Non-stériliser: 1 pcs / sac, 50 pcs / ctn Ou comme vos besoins |

Attention à la feuille de transfert non tissée à usage unique:

- 1) Conserver dans un endroit sec et froid ;
- 2) S'il te plaît, arrête en utilisant si il'Sale ;
- 3) Utilisation dans Hôpital ou hôtel où Les gens veulent économiser temps de nettoyage.

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

