

Introduction

1. matériel: pp non-tissé
2. modèle: deux morceaux, avec le capot, pas de botte, manchettes élastiques, chevilles élastiques,
3. paquet:
1pc/polybag, 25pcs/ctn
5pcs/polybag, 25pcs/ctn
1pcs/polybag, 50pcs/ctn
10pcs/polybag, 100pcs/ctn
4. application: employée dans la protection médicale, atelier aseptique, isolement protecteur, usine d'électronique d'extraction, usine de nourriture d'élevage d'animal de ferme Biohazard et ainsi de suite.

Spécification

Nom	Porcelaine 2 pieces non tissées orange combinaisons jetables fabricant
Taille	S-5XL
Matériel	Pp45g
Couleur	orange
MOQ	5000pcs
Style	1. avec capuche No boot, 2 pieces (pantalons & Top) 2. élastique dans le poignet et les chevilles, élastique sur le capot, 5 cm élastique autour de la taille. 3.no zips, pas de boutons et pas de crochet et de boucle sur le dessus. Couture au milieu de l'avant pour le dessus.
Emballage	1suit/polybag, 50suits/ctn ou en tant que votre demande
Délai de livraison	à propos des
Manière de paiement	T/t, l/c, d/a, d/p, Western Union, séquestre, PayPal
Échantillon	peut être fourni gratuitement
Certificat	Ce ISO13485 FDA
Applications	utilisé dans la sécurité médicale de protection, atelier aseptique, isolation protectrice, usine d'électronique minière, usine d'alimentation d'élevage d'animaux de ferme Biohazard et ainsi de suite.
Caractéristiques	Utilisation de protection de sécurité, poids léger, convenance, flexible, économique, doux.
Conception d'emballage	que vos demandes