

## Product details

### Détail de la Chine en gros jetables deux pièces costumes globaux:

1. PP (2 pièces Pantalons & Top) V-cou Contrefil
2. Avec le capot pas de démarrage, 2 pièces (pantalons & top)
3. élastique au poignet et chevilles, élastique sur le capot, 5cm élastique autour de la taille.
4. Aucun zips, pas de boutons et pas de crochet et boucle sur le dessus. Seaming au milieu de l'avant pour le sommet.
5. Matériel: SMS, couleur bleue. Avec Crouch changement.
6. Léger, respirant; Matériau souple et respectueux de l'environnement
7. Durable et confortable; Pas d'odeur, pas de stimulation

### Caractéristiques de Chine usine d'orange combinaisons jetables:

prénom	Chine en gros jetables deux pièces costumes d'ensemble, la Chine usine de bleu deux pièces uniformes globale, SMS bleu jetable deux Coveralls pièce
Taille	S-5XL
Matériaux	SMS45g
Gramme	45g ou à la demande
MOQ	5,000PCS
Couleur	BLEU, etc
style	1. En hotte pas de démarrage, 2 pièces (pantalon et top) 2. Elastic au poignet et chevilles, élastique sur le capot, 5cm élastique autour de la taille. zips 3.No, pas de boutons et pas de crochet et boucle sur le dessus. Seaming au milieu de l'avant pour le sommet.
Emballage	1suit / polybag, 50suits / ctn ou votre demande
Temps de livraison	1 * conteneur 40HQ peut être terminé dans 15-20days.
Caractéristiques	Usage protecteur de sécurité, poids léger, pratique, flexible, économique, souple.
Paiement Way	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Échantillon	Échantillon libre, peut être fourni gratuitement pour votre contrôle de la qualité dans les 2 jours
Certificats	ISO13485. CE, FDA, Type5 & 6
Applications	utilisé dans la sécurité médicale de protection, atelier aseptique, isolement protecteur, l'électronique d'exploitation minière usine, aliments à la ferme de l'usine d'élevage biohazard et ainsi de suite.

### Notre service

- 1, échantillon gratuit.
- 2, petit ordre acceptable;
- 3, les termes disponibles L / C, T / T, D / P;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibles;
- 5, prix concurrentiel et stable parce que nous sommes usine.
- 6, les produits qualifiés. 3e inspection des produits de la pièce est acceptable.
- 7, le service d'OEM. Plus d'options sur le matériel, le motif, la taille et l'emballage;
- 8, livraison opportune. Le meilleur temps de plomb est 25-30 jour pour un récipient 40HQ.
- 9, service export professionnel. Documentation, dédouanement, transport maritime, tout en un.
- 10, bon service après-vente. Nous prenons les plaintes des soins que nous aimerions être votre fournisseur à long terme!

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créé en 2003, nous avons notre propre société de droits exportés en 2013.

Q: 2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?

R: Normalement, il est d'environ USD18 millions-20 millions, il est encore dans la culture.

Q: 3. Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.

Q: 4. Can je reçois les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je obtenir?

R: Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3-7 jours.



## The happy time with customers

