

Introduction de PP blanc tricoté poignets de robes jetables

NOUS offre une grande variété de robe jetable d'un certain nombre de fabricants. Protégez-vous contre les germes, les bactéries et les maladies dangereuses telles que la grippe porcine avec notre grande sélection de robe jetable.

Détails Informations du PP blanc tricoté poignets blouses jetables

La Casaque chirurgicale en non tissé de haute qualité, avec des caractéristiques de douceur, économique, sans latex, respirant et peut empêcher le sang, des bactéries, de la poussière, etc. largement utilisés à l'hôpital, clinique, dentaire, chimique, industriel.

Matériel:	PP, ou par SMS
poids:	18-70gsm
Taille:	S: 115X137cm, M: 120X140cm, L: 125X145cm, XL: 130x150cm
style:	manches longues, col rond, poignets tricotés
Couleur:	blanc, ou bleu, vert, rouge, jaune
emballage normale:	5pcs / bag, 50pcs / ctn
carton Taille:	58x28x48cm
MOQ:	1000pcs
capacité de production	100,000pcs / jour
temps de livraison	10-20days
Marque	OEM
Application	chirurgie ambulatoire, hôpital, médical, dentaire, clinique
Certificat	ISO13485, CE, FDA, NELSON
échantillons	disponible

produit Caractéristique:

- 1.breathable, peut porter longtemps confortable
- 2.soft, confortable, légère, sans latex, aucun stimulus à la peau
- couleurs 3.Various et tailles sont disponibles pour différentes demandes
- 4.flexible, peut être étendre et plier facilement, économique
- 5.Easy à porter et à enlever.
6. peut protéger le corps contre l'eau, le sang et d'autres fluides nuisibles

Photo de PP blanc tricoté poignets de robes jetables



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

