

Les indications de Couvoirs à chaussures jetables:

Pour l'hôpital médical clinique et les patients, atelier de travail sans poussière, usine alimentaire.

Emballage de Couvoirs à chaussures jetables:

100pcs / sac, 2000pcs / ctn. Taille du carton: 36 \* 29 \* 54cm., 1 \* 40Container peut charger 240,0000pcs.

Nom	couvre-chaussure
Matériel	Pp, pp + pe, cpe
Style	Couture, machine automatique fabriquée
Taille	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm... ..
Couleur	Les couleurs blanches, bleues, vertes et rouges peuvent être disponibles.
emballage	100pcs / sac, 2000pcs / ctn
conception d'emballage	Toutes les impressions intérieures et carton peuvent être comme votre conception
MOQ	50000 PCS
Goûter	peut être fourni gratuitement pour votre vérification de qualité dans les 3 jours
Paiement	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Entier
Heure de livraison	Capacité: 600 000 pc / jour, 1 * 40hq peuvent être terminées dans les 30 jours;
Port FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou





