

Tout Blouses chirurgicales sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non pelucheux sont lisses et confortables pour éliminer les irritations cutanées
- Les couches de construction hautement respirantes restent froides, même pendant les longs cas
- Différents styles peuvent être personnalisés en fonction de vos différentes exigences

<u>en tissu Matériel</u>	Matériel SMS
Style	Avec liens au col et à la taille, poignets tricotés
Dimensions size	X-3XL
Tissu whit	30 à 60 g, could être tant que votre demande
Couleur	Couleur bleue
Certificat	ISO13485, FDA
MOQ:	10 000 pcs
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	1pc / sac en papier en plastique, 50pcs / ctn, ou comme votre condition
Aptitude	60 000pcs par jour
Heure de livraison	7-30 jours
Applications	laboratoire, clinique, industrie alimentaire, duatelier gratuit,hôpital

[L'image de Blouse chirurgicale jetable avec poignets tricotés Fabricant médical](#)





Tie on neck



Tie on belly



Tie on waist



Knitted cuff