

3ply pakai bedah masker wajah, wajah antibakteri masker 17,5 * 9.5cm, PP nonwoven lunak anti-bau masker

Indikasi 3ply pakai masker bedah

- 1) steril masker adalah untuk rumah sakit, klinik, tenaga medis dan pasien;
- 2) Non-steril masker dapat digunakan untuk lokakarya bebas debu, pabrik makanan dan sebagainya.

Spesifikasi antibakteri masker

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
berat kain	Bisa sebagai permintaan Anda
telinga lingkaran	Dasi atau lingkaran telinga
Ukuran	17,5 * 9.5cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam
Pengepakan	50 pcs / box, 2.000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua kotak batin dan pencetakan karton luar dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, industri makanan, lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur dan sebagainya

Kemasan anti-bau masker

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;
1 * 20 GP kontainer dapat menahan 1.400.000 Pcs masker, 700 CTNs;
kontainer 1 * 40 HC dapat menahan 3.450.000 Pcs topeng, 1725 CTNs.
Atau sebagai kebutuhan Anda.

Gambar 3ply pakai masker bedah

