

Product details

Aplikasi masker wajah, bernapas penyaring mask

- 1) Banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, debu bengkel gratis, pabrik makanan, to mencegah debu kehidupan sehari-hari ;
- 2) Untuk rumah sakit, klinik, dokter dan pasien untuk mencegah virus, cairan tubuh dan konten percikan darah.

Spesifikasi dari dokter dan perawat masker wajah

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
fabric wdelapan	Bisa menjadi sesuai permintaanmu
telinga lingkaran	Dasi atau lingkaran telinga
Ukuran	17,5 * 9.5cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon /Capri biru / merah anggur/hitam
Pengepakan	50 pcs / box, 2.000 pcs /ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua dalam blembu dan luar pencetakan karton dapat sebagai desain Anda

Penyimpanan masker

- 1) produk akan mempertahankan sifat-sifatnya ketika disimpan di tempat yang kering pada suhu antara 10 ° dan 30 ° C.
- 2) Tidak terkena sinar matahari langsung.

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers



FAQ

Q: 1.Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003,

kita memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2.Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apa jumlah karyawan di perusahaan Anda?

A: Pabrik kami adalah sekitar 380-400 pekerja terampil, 10 QC profesional untuk memeriksa kualitas selama setiap proses

dan 10 penjualan int'l profesional dengan 3-8 tahun pengalaman di departemen perdagangan int'l.

Q: 4. Apa persentase distribusi produk untuk lokal, dan ekspor?

A: Saat ini, 90% untuk ekspor, 10% untuk lokal.