

Cina gigi pasokan 2ply kertas sekali pakai wajah topeng pemasok

Fitur:

Topeng kertas tunggal mengadopsi pulp kayu sebagai bahan, untuk mencegah partikel mencemari The air murni yang dikeluarkan dari manusia mulut dan hidung, untuk menghindari pengaruh buruk

untuk Produk kualitas.Sangat cocok untuk industri elektronik, industri perawatan medis, industri makanan, industri kosmetik, industri jasa makanan, dll.

| | |
|----------------|---|
| Nama Produk | Cina gigi pasokan 2ply kertas sekali pakai wajah topeng pemasok |
| Bahan | 14gsm kertas tisu + 14gsm kertas Tissue |
| Ukuran | 20 * 7cm |
| Gaya | Telinga-pengulangan/jerat elastis |
| Lapisan | 2 lapis |
| Warna | putih |
| Sertifikat | CE / ISO13485 / FDA |
| Ukuran karton | 47X41X47CM |
| Berat badan | GW: 15kg/ctn, NW: 14kg/ctn. |
| MOQ | 100, 000pcs |
| Kemasan | 100pcs/tas, 10000pcs/ctn |
| Desain Kemasan | Semua inner box dan karton outer pencetakan dapat sebagai desain Anda |
| Aplikasi | rumah sakit, laboratorium, industri makanan, bebas debu lokakarya, manufaktur elektronik dan sebagainya |