

Kami memproduksi berikut jenis pakai masker :

- 1) 3ply atau 2 ply masker wajah non woven
- 2) 2 ply atau 1ply kertas masker wajah
- 3) 4 lapis masker karbon aktif

parameter masker sekali pakai untuk rumah sakit

- 1) Bahan: PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
- 2) Warna: Putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur
- 3) Ear Loop: dasi atau lingkaran telinga elastis
- 4) Ukuran: 17,5 * 9,5 cm untuk dewasa;
14,5 * 9,5 untuk anak-anak;
12,5 * 7.5cm untuk bayi
- 5) Hidung bar: plastik atau logam, fleksibel, pas tetap

Kami pengait telinga pakai masker dapat mencapai mengikuti standar kualitas:

- 1) Sesuai dengan EN14683: 2005
- 2) efisiensi penyaringan bakteri (BFE%) & gt; 99%.
- 3) TIPE IIR standar, ketahanan terhadap penetrasi oleh sintetis darah 120mmHg.

kemasan pakai masker

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Pcs
17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs
Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya			

gambar masker sekali pakai untuk rumah sakit



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

