

## Cina bedah telinga putih loop sekali pakai masker untuk pelayanan makanan

### Indikasi masker muka sekali pakai wajah

1. produk digunakan untuk tenaga medis klinis rumah sakit, pasien, bebas debu lokakarya, rumah sakit, laboratorium, industri makanan, manufaktur elektronik dan sebagainya.
2. untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan darah splash konten dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.

### Masker muka sekali pakai normal pengepakan

50pcs/box, 2000pcs/ctn, karton ukuran: 52x38x30cm,  
1 \* 20ft beban: 500 karton, 1 \* 40HQ beban: 1150 karton.

### Pakai masker spesifikasi

Item	Cina bedah telinga putih loop sekali pakai masker untuk pelayanan makanan
Bahan	3ply, pp non woven 20 g + filter 20g + pp bebas wovn 25g
Berat badan	20 + 20 + 25 g (nyaman, tanpa kaca serat, lateks gratis.)
Gaya	Telinga-pengulangan/jerat elastis (lateks gratis)
Ukuran	17.5x9.5cm(Adult)
Warna	putih
Kemasan	Steril bebas: 50 pcs/kotak, 2000pcs/ctn
Desain Kemasan	Semua inner box dan karton pencetakan dapat sebagai desain Anda
Ukuran karton	52x38x30cm
Aplikasi	tenaga medis klinis rumah sakit dan pasien. Bebas debu lokakarya,, laboratorium, industri makanan, manufaktur elektronik dan sebagainya
MOQ	5000pcs
Sampel	Dapat diberikan gratis untuk kualitas Anda memeriksa dalam waktu satu minggu
Jangka waktu pembayaran	T/T, L/C, D/A, D/P/ESCROW
Waktu pengiriman	sebagai Anda kuantitas (kita dapat menyelesaikan 1 million pcs per hari)
FOB pelabuhan	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou