

Product details

bedah gaun Cina non steril

Cina bedah gaun non steril terbuat dari bahan hidrofobik dan dirancang untuk optimal perlindungan selama prosedur pembedahan durasi moderat yang melibatkan jumlah moderat tubuh cairan dan risiko sedang infeksi.

Spesifikasi Cina gaun bedah non steril

Nama	Cina gaun bedah steril, sekali pakai SMMS operasi gaun non, grosir SMMS bedah gaun
Bahan	SMMS50G
Gaya	Tidak steril, gaya standar, ikat pada kerah, dasi pada pinggang, manset merajut
Ukuran	S (110 * 130cm), M (115 * 137cm), L (120 * 140 cm), XL (125 * 150 cm), 2XL (130 * 150 cm) atau ukuran disesuaikan lainnya
gramatur	250g
Warna	biru muda
Pengemasan	non steril, 10 pcs / tas, 50pcs / ctn atau 100pcs / ctn,
kontainer memuat	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Pengiriman	Satu kontainer 40HQ dapat selesai dalam 15-25days
Toko	Simpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang

Keuntungan produk:

1. Keselamatan untuk memakai, tidak ada stimulus untuk kulit. bahan ramah lingkungan, ringan dan bernapas untuk tubuh..
2. Lateks bebas; abrasi-tahan; benar-benar tahan cairan dan penolak alkohol.
3. tangan perasaan lembut dan nyaman.
4. Memberikan hambatan diandalkan untuk uap air atau darah dan cairan lainnya.
5. Dapat mencegah polusi dan permukaan pakaian ini tanpa noda.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA. REACH dan laporan NELSON.

Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.

The happy time with customers

