

## Pengenalan tutup klip sekali pakai:

Nama merk: ORIENT HONEST

Nomor model: OH-1001, OH1002, OH1003

Sertifikasi: CE / ISO13485 / FDA

Tempat asal: Cina

Bahan : Pp nonwoven

Warna: Putih, hijau, biru, merah muda, kuning, merah muda, oranye, ungu, merah (semua warna dapat tersedia)

Gaya: tutup klip elastis

Bobot: 10g-30g

Ukuran: 18 " □ 19 " □ 21 " □ dll

Detail Pengemasan: 100 pcs/tas, 20 pcs/ctn

## Spesifikasi tutup klip sekali pakai:

<b>Produk:</b>	Medical Consumables berkualitas tinggi Berwarna-warni non-anyaman elastis atau ganda elastis 19 " 20 " 21 " Ukuran kustom kustom clip cap clip
<b>Bahan:</b>	Nonwoven hal dengan elastis
<b>Grammage:</b>	10g ~16g
<b>Gaya:</b>	Elastis tunggal atau elastis ganda
<b>Ukuran:</b>	19 ", atau 18 ", 20 ", 21 ", dll.
<b>Warna:</b>	Putih, hijau, kuning, Biru, dll..
<b>MOq</b>	100,000pcs
<b>Kemasan:</b>	100 pcs/tas; 2000pcs/ctn
<b>Aplikasi:</b>	untuk rumah tangga, sektor medis, bedah, farmasi, laboratorium, industri, lukisan, kamar pembersih, dll.
<b>Penyimpanan:</b>	Disimpan dalam kelembaban kering di bawah 80%, ventilasi, gudang gas non-korosif
<b>Syarat pembayaran:</b>	T/t, l/c, Paypal, d/p, d/a, dll.
<b>Layanan Lainnya:</b>	OEM dan logo/merek yang disesuaikan
<b>Sertifikasi:</b>	CE, ISO13485, FDA

## Fitur tutup klip sekali pakai:

1. Breathable, non-absorbent, daya tahan
2. Dengan elastis tunggal atau ganda tersedia, dalam bentuk lipit atau klip dengan berbagai warna yang tersedia.
3. Efisiensi filtrasi bakteri (BFE) telah mencapai 99,1%. Tingkat ini jauh lebih tinggi dari standar normal 97%.
4. Sampel dan kustomisasi gratis tersedia

5. Tutup berbentuk klip sebelum dibuka

6. Kami dapat menjamin kualitas terbaik, pengiriman cepat, pengembangan materi baru.

**Gambar tutup klip sekali pakai:**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





