

Pengenalan tutup klip sekali pakai:

Nama merk: ORIENT HONEST

Nomor model: OH-1001, OH1002, OH1003

Sertifikasi: CE / ISO13485 / FDA

Tempat asal: Cina

Bahan : Pp nonwoven

Warna: Putih, hijau, biru, merah muda, kuning, merah muda, oranye, ungu, merah (semua warna dapat tersedia)

Gaya: tutup klip elastis

Bobot: 10g-30g

Ukuran: 18 " □ 19 " □ 21 " □ dll

Detail Pengemasan: 100 pcs/tas, 20 pcs/ctn

Spesifikasi tutup klip sekali pakai:

Produk:	Medical Consumables berkualitas tinggi Berwarna-warni non-anyaman elastis atau ganda elastis 19 " 20 " 21 " Ukuran kustom kustom clip cap clip
Bahan:	Nonwoven hal dengan elastis
Grammage:	10g ~16g
Gaya:	Elastis tunggal atau elastis ganda
Ukuran:	19 ", atau 18 ", 20 ", 21 ", dll.
Warna:	Putih, hijau, kuning, Biru, dll..
MOq	100,000pcs
Kemasan:	100 pcs/tas; 2000pcs/ctn
Aplikasi:	untuk rumah tangga, sektor medis, bedah, farmasi, laboratorium, industri, lukisan, kamar pembersih, dll.
Penyimpanan:	Disimpan dalam kelembaban kering di bawah 80%, ventilasi, gudang gas non-korosif
Syarat pembayaran:	T/t, l/c, Paypal, d/p, d/a, dll.
Layanan Lainnya:	OEM dan logo/merek yang disesuaikan
Sertifikasi:	CE, ISO13485, FDA

Fitur tutup klip sekali pakai:

1. Breathable, non-absorbent, daya tahan
2. Dengan elastis tunggal atau ganda tersedia, dalam bentuk lipit atau klip dengan berbagai warna yang tersedia.
3. Efisiensi filtrasi bakteri (BFE) telah mencapai 99,1%. Tingkat ini jauh lebih tinggi dari standar normal 97%.
4. Sampel dan kustomisasi gratis tersedia

5. Tutup berbentuk klip sebelum dibuka

6. Kami dapat menjamin kualitas terbaik, pengiriman cepat, pengembangan materi baru.

Gambar tutup klip sekali pakai:











orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

