

## Product details

### Informasi dari ambulans lembar ranjang

- 1) Berat Gram: 15-100gsm
- 2) Bahan: non woven,PP.SMS.mikro
- 3) Gaya: dipasang atau elastis di sudut
- 4) Warna: Putih, biru, kuning, hijau atau dll
- 5) Ukuran: 30 "x72".30 "X84", 31"x77". 34"x90". atau sebagai kebutuhan Anda

### Istilah perdagangan pakai lembar tandu dilengkapi, dipasang lembar brankar


MOQ	5.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow,Paypal
kemampuan pasokan	10,000pcs /hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Menurut kuantitas, Biasanya 30days setelah deposit

## Product display

## The regular shipment way



## Our business process



## FAQ

Q1: .how Anda memecahkan masalah kualitas jika ada?

A: Pabrik kami akan membayar perhatian tertinggi untuk masalah kualitas.

Kami akan sangat menyelidiki penyebab akar masalah dan menemukan solusi terbaik untuk menghindari masalah di masa depan.

Sementara itu kita akan sesuai kompensasi bagi pelanggan kami.

Q2: Apa produk tanggal kedaluwarsa Anda?

A: Sekitar 3-5 tahun.

Q3: Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA. REACH dan laporan NELSON.