

Gaya sekali pakai sprei untuk rumah sakit

Datar, elastis di dua ujung, elastis di empat sudut;

Kami juga memproduksi spreï tandu.

Detail tentang sprei sekali pakai untuk rumah sakit

1. Bahan: SPP bukan tenunan, SMS, Microporous, Spunlace
2. Berat: 20-100gsm
3. Warna: putih, hijau, biru, kuning..dll
4. Ukuran: 200cm * 120cm / 200cm * 90cm / 180cm * 120cm / 180cm * 90cm / 90 * 60cm dapat dibuat sesuai permintaan klien)
5. Gaya: elastis di dua ujung, atau elastis di empat sudut, kami juga memiliki gaya datar,
6. Ini adalah penghalang yang baik untuk darah, cairan tubuh dan patogen, bebas lateks, tahan abrasi, serat rendah, dengan tingkat penolak cairan yang tinggi.
7. Ini banyak digunakan di rumah sakit untuk tempat tidur darurat dan tempat tidur bedah.

Pengemasan spreï sekali pakai untuk rumah sakit

Pengepakan steril	1 pcs / kantong plastik kertas steril, 50 pcs / Ctn
Pengepakan biasa	5 pcs / tas, 50 pcs / Ctn
Keterangan: semua dapat disesuaikan secara khusus sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya	

Gambar spreï sekali pakai untuk rumah sakit

