

## Product details

### Fitur dari bed cover sheet non-woven, seprai karet rumah sakit

Kain	Polypropylene, SMS, PP + PE, atau mikroporous
Gaya	Pas elastic design. Ideal untuk semua ukuran dan gaya hunian tempat tidur bayi
Fungsi	bukti kelembaban
Ukuran	83 "L x 35" W, Atau sebagai kebutuhan Anda
Pengemasan	individual dikemas

### We juga menyediakan:

- 1) sayagaun solation, gaun pasien, gaun kunjungan, jas lab, coverall, jas scrub, kimono
- 2) topi dokter, masker, seprai, bed cover, bantal selimut, lengan meliputi, sepatu selimut, boot selimut dll

### Mengapa memilih kami?

- 1) produsen langsung dari spreng dengan elastis, harga pabrik;
- 2) 10.000 Pcs / hari, kita bisa menyelesaikan 1 \* 40 HQ kontainer di sekitar 15days;
- 3) CE ISO disetujui FDA, kualitas stabil
- 4) Layanan dalam 24 jam, sampel dapat selesai dalam 2 hari, sampel gratis.

## Product display



**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL

## The regular shipment way



## FAQ

Q1: .how Anda mengatasi masalah kualitas jika ada?

A: Pabrik kami akan membayar perhatian tertinggi untuk masalah kualitas. Kami akan sangat menyelidiki akar penyebab masalah

dan menemukan solusi terbaik untuk menghindari masalah di masa depan.

Sementara itu kita akan sesuai kompensasi bagi pelanggan kami.

Q2: Apa produk tanggal kedaluwarsa Anda?

A: Sekitar 3-5 tahun.

Q3: Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA. REACH dan laporan NELSON.