

Product details

Indikasi masker

- 1) steril masker adalah untuk rumah sakit, klinik, tenaga medis dan pasien;
- 2) Non-steril masker dapat digunakan untuk lokakarya bebas debu, pabrik makanan dan sebagainya.

Fitur topeng mulut

- 1) Cairan-resistant, tinggi nafas kemampuan dan perlindungan splash.
- 2) ketik IIR standar kualitas, sesuai dengan EN 14683 standar CE
- 3) efisiensi penyaringan bakteri (BFE) dari 99 persen
- 4) Saya t's desain lipit dan band vertikal mampu baik fi wajaht
- 5) Terbuat dari bahan polypropylene khusus, non sitotoksik
- 6) Pjawab hidung membentuk bar, dan perlindungan dagu penuh.

Istilah perdagangan facemasks

MOQ	100, 000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1,000000 pcs /hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers



FAQ

Q1: .how Anda mengatasi masalah kualitas jika ada?

A: Pabrik kami akan membayar perhatian tertinggi untuk masalah kualitas.

Kami akan sangat menyelidiki penyebab akar masalah dan menemukan solusi terbaik untuk menghindari masalah di masa depan.

Sementara itu kita akan sesuai kompensasi bagi pelanggan kami.

Q2: Apa produk tanggal kedaluwarsa Anda?

A: Sekitar 3-5 tahun.

Q3: Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA. REACH dan laporan NELSON.