

## Fitur produk

1. Diposisi, lembut, dasi di leher dan pinggang, manset ternak
2. makanan dan nyaman dipakai.
3. Berat, tahan lama
4. Fluid Resistance.
5. Digunakan di rumah sakit atau klinik untuk perlindungan
6. Bahan: PP nonwoven dengan PE dilapisi
7. Warna: warna kuning
8. Gram Berat: 35g

Keuntungan kami

1. Langsung produsen
2. ISO13485, CE, Sertifikat FDA

Kapasitas: 100, 000pcs / hari, 1 \* 40HQ dapat selesai dalam 10-15 hari;

4. OEM dapat diterima, layanan dalam 24 jam.

Gaun isolasi sekali pakai terbuat dari bahan pelindung isolasi berkinerja tinggi. Banyak digunakan dalam pelindung keselamatan medis, lokakarya aseptik, isolasi pelindung, pabrik elektronik pertambangan, peternakan pangan peternakan biohazard dan sebagainya.

Dengan dua jenis proses: menjahit dan ikatan termal ultrasound.

Fitur material

Perlindungan PP + PE gaun bedah non steril

Itu terbuat dari bahan PP + PE, bebas lateks; Tahan abrasi; Fluid dan alkohol yang benar-benar tahan.

Warna: Kuning.

Bahan Berat: 35GSM.

Ikat di leher, manset rajutan, diperkuat.

Nama	Gaun isolasi sekali pakai
Bahan	PP + PE.
Gaya	Ikat leher, manset rajutan, diperkuat
Ukuran	Ukuran bebas
Warna	Kuning
pengepakan	10 pcs / box, 10 bags / ctn non steril
Desain pengepakan	Semua kotak batin dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
MOQ.	5000 pcs.
Sampel	dapat dipasok gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu 3 hari
Cara pembayaran	T / T.
Waktu pengiriman	Kapasitas: 100.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat selesai dalam 10-15 hari;

FOB Port.	Wuhan / Shanghai.
-----------	-------------------

[https://www.china-disposable.com/products/Green-color-disposable-isolation-gown.html#.YLDB\\_6gz](https://www.china-disposable.com/products/Green-color-disposable-isolation-gown.html#.YLDB_6gz)  
aUk