

Deskripsi gaun rumah sakit pakai:

1. Bahan: SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond Non-wovens)
2. SMS penghalang kain adalah konstruksi trilaminat unik yang menawarkan kekuatan tarik tinggi dan ketangguhan yang juga lembut, drapable, dan mudah untuk bekerja dengan. SMS menyediakan cairan dan partikulat penghalang untuk melindungi pekerja tanpa mengorbankan mobilitas dan kenyamanan.
3. Lapisan Spunbond terdiri dari filamen terus menerus, dengan kekuatan tarik yang baik dan elongasi, Melt lapisan ditiup terdiri dari serat mikro yang berkelanjutan
4. Karakteristik: Anti-tarik, kekuatan tarik ramah lingkungan yang baik, terasa lembut, tidak beracun, tahan air, ber permeabel

Rincian desain untuk gaun rumah sakit pakai:

1. Bahan: SMS
2. Cuff: manset elastis atau rajutan; Leher: ikatan atau Velcro di bagian belakang leher
3. Pinggang: ikatan pada pinggang; Dengan kartu Kertas atau tidak
4. Warna: biru, putih, hijau, kuning, pink dll
5. bahan dan spesifikasi lain juga tersedia, dapat membuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Aplikasi:

Dapat digunakan di rumah sakit, laboratorium, industri makanan, dimana saja membutuhkan perlindungan. Mencegah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang. Dapat digunakan sebagai kunjungan mantel. Prevent infeksi silang te dalam perawatan medis di bidang sanitasi. Ekonomis dan sekali pakai. Selaras dengan standar higienis.

Spesifikasi dari sekali pakai SMS gaun:

Bahan	SMS
Warna	Putih, hijau, biru, kuning, dll.
Manset	manset rajutan atau manset elastis,
Leher	Ikatan atau velcro
Pinggang	mengikat pada
Sleeves	Panjang lengan / lengan pendek / non lengan
Sterilisasi	EO Sterilisasi atau non-mensterilkan
lapisan diperkuat	sebagai kebutuhan Anda
Ukuran	S-6XL, atau sebagai permintaan Anda
Jumlah Pesanan Minimum	5.000 pcs
Harga:	Negotiable
Syarat pembayaran:	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan:	1 * 40 HQ dapat selesai dalam 15 hari
Waktu pengiriman:	Menurut kuantitas, biasanya, 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan

Tabel ukuran dari SMS gaun pakai:

Ukuran	S	M	L	XL
Tinggi (CM)	110	115	120	125

lingkar dada (CM)	30	137	140	150
-------------------	----	-----	-----	-----

Rincian gambar gaun rumah sakit pakai:

