

Product details

Pengenalan eksportir untuk disposable CPE gaun pelindung:

Eksportir untuk disposable CPE gaun pelindung terbuat dari CPE hidrofobik bahan, tahan air, Lateks bebas; abrasi-tahan; cairan benar-benar tahan dan alkohol penolak. dan dapat digunakan di rumah sakit, laboratorium, industri makanan, dll

Spesifikasi vendor untuk sekali pakai CPE gaun isolasi:

bahan	CPE
Berat	CPE 30-65 gsm; (Nyaman, tanpa serat kaca, lateks gratis.)
Gaya	Leher: dengan Hool a Pinggang: ikatan pada Manset: dengan ibu jari lingkaran Yang membuka kembali
Ukuran	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Warna	susu putih
pengepakan	non steril, 10 pcs / tas, 10 tas / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 100 pcs / ctn
desain kemasan	Semua dalam kotak dan karton pencetakan dapat sebagai desain Anda
ukuran karton	Standar kemasan karton 58X28X48 cm
Aplikasi	rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. digunakan di rumah sakit, laboratorium, industri makanan, dan dimana saja membutuhkan perlindungan

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apa jumlah karyawan di perusahaan Anda?

A: Pabrik kami adalah sekitar 380-400 pekerja terampil, 10 QC profesional untuk memeriksa kualitas pada setiap proses dan 10 penjualan int'l profesional dengan 3-8 tahun pengalaman di departemen perdagangan int'l.

Q: 4. Apa persentase distribusi produk untuk lokal, dan ekspor?

A: Saat ini, 90% untuk ekspor, 10% untuk lokal.

The happy time with customers

