

Gaun sekali pakai terbuat dari bahan pelindung isolasi kinerja tinggi. Banyak digunakan dalam keamanan medis Pelindung, lokakarya aseptik, isolasi pelindung, pabrik elektronik penambangan, Pabrik makanan peternakan peternakan biohazard dan sebagainya. Dengan dua jenis proses: menjahit dan ikatan termal ultrasound.

Fitur Bahan:

1. Gaun PP.

Itu terbuat dari polypropylene hidrofobik bahan, bebas lateks; tahan abrasi; serat rendah; dengan tingkat tinggi cairan repellency.

Warna: putih, hijau, biru, kuning, oranye dan sebagainya di

Berat Bahan: 30-65gsm.

2. Gaun PP + PE

Itu terbuat dari bahan PP + PE, bebas lateks; tahan abrasi; sepenuhnya cairan tahan dua dan Awak alkohol.

Warna: putih, hijau, biru, kuning.

Berat Bahan: 40-65gsm.

3. Gaun SMS (standar dan Diperkuat):

Itu terbuat dari sms hidrofobik / material spunlace, bebas lateks; tahan abrasi; serat rendah; dengan tingkat repellency cairan yang tinggi; Sebuah Hambatan yang baik untuk darah, cairan tubuh, dan patogen.

Dengan standar dan diperkuat Gaya. Gaya yang dipaksa dengan tulangan perlindungan ekstra pada lengan & dada yang bisa benar-benar tahan terhadap fluida dan alkohol.

Tersedia Warna: putih, biru.

Bahan Berat: 35-65GSM.

4. Gaun mikro.

Permeabilitas kuat, anti-statis; Permeabilitas yang lebih baik, dalam berbagai pelarut organik, asam dan alkali ketahanan korosi pada saat yang sama, dengan resistensi tinggi terhadap dampak Sifat mekanik dari ketangguhan, tekstur lunak, nyaman tidak Pembakaran-pendukung non-toksik tidak menjengkelkan, tidak berbahaya bagi kulit.

Warna yang tersedia: Putih

Berat Bahan: 45-65GSM.

Spesifikasi gaun sekali pakai

Bahan kain	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
-------------------	-----------------------------

Gaya	Iklat / pita ajaib di leher, Manset elastis / rajutan,
ukuran	S-5XL
Warna	putih biru, hijau, kuning, pink, dll
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 pcs.
Pengepakan rancangan	bisa sebagai milikmu rancangan
Pengepakan	10 pcs / box, 100 PCS / CTN, atau sebagai kebutuhan Anda
Waktu pengiriman	Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat selesai dalam 10-15 hari
FOB Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

gambar





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





