

## Pengenalan cap klip pakai:

Nama merk: ORIENT JUJUR

Nomor model: OH-1001, OH1002, OH1003

sertifikasi: CE / ISO13485 / FDA

Tempat asal: Cina

Bahan : PP nonwoven

Warna: putih, hijau, biru, pink, kuning, pink, oranye, ungu, merah (semua warna dapat tersedia)

Gaya: topi klip elastis

Berat: 10g-30g

Ukuran: 18 ", 19 ", 21 ", dll

Packing rincian: 100 pcs / tas, 20 pcs / ctn

## Spesifikasi topi klip pakai:

### Produk:

'20' '21' 'ukuran kustom cap klip pakai habis medis yang berkualitas tinggi warna-warni non-woven tunggal atau ganda elastis 19'

**Bahan:** pp nonwoven dengan elastis

**gramatur:** 10g ~16g

**Gaya:** Tunggal elastis atau ganda elastis

**Ukuran:** 19 ", atau 18 ", 20 ", 21 ", Dll

**Warna:** Putih, Hijau, kuning, Biru, dll.

**MOQ** 100.000pcs

**Pengemasan:** 100pcs / tas; 2000pcs / ctn

**Aplikasi:** untuk rumah tangga, medis, bedah, farmasi, laboratorium, sektor industri, Lukisan, membersihkan kamar, dll

**Penyimpanan:** Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang

**Syarat pembayaran:** T / T, L / C, Paypal, D / P, D / A, dll.

**Layanan lain:** OEM dan Disesuaikan Logo / merek

**sertifikasi:** CE, ISO13485, FDA

**Fitur cap klip pakai:**

1. Bernapas, non-penyerap, daya tahan
2. Dengan tunggal atau ganda elastis tersedia, lipit atau klip bentuk dengan berbagai warna yang tersedia.
3. efisiensi penyaringan bakteri (BFE) telah mencapai 99,1%. Angka ini jauh lebih tinggi dari standar normal 97%.
4. sampel gratis dan kustomisasi yang tersedia
5. cap klip berbentuk sebelum dilipat
6. Kami bisa menjamin kualitas terbaik, pengiriman cepat, pengembangan materi baru.

**Gambar topi klip pakai:**



