

### **Pengenalan diperkuat rumah sakit steril bedah gaun:**

1. Mencegah penyebaran cairan tubuh dan konten percikan darah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.
  2. Sempurna untuk operasi dengan jumlah besar cairan. Untuk mencegah transfer menular dari atau staf untuk luka atau sebaliknya melalui kontak langsung.
- gaya 3.Long, dengan fungsi pelindung yang baik.


### **Spesifikasi diperkuat rumah sakit steril bedah gaun**

Nama	terbaik pabrik Cina untuk sekali pakai diperkuat rumah sakit steril bedah gaun
Bahan	SMS45g
Gaya	steril, standar gaya, Ikat pada kerah, dasi pada pinggang, manset elastis
Ukuran	S (110 * 130cm), M (115 * 137cm), L (120 * 140 cm), XL (125 * 150 cm), 2XL (130 * 150 cm) atau ukuran disesuaikan lainnya
gramatur	45g
Warna	hijau.
Pengemasan	steril, 1pcs / tas, 50pcs / ctn
kontainer memuat	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Pengiriman	Satu kontainer 40HQ dapat selesai dalam 15-25days
Toko	Simpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang

### **Gambar diperkuat rumah sakit steril bedah gaun:**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



### **Keunggulan kami:**

- 1.260 pekerja, 25000 debu □ lokakarya gratis,
- 2.12 tahun pengalaman, ISO, CE & amp; FDA sertifikat,
- 3.One jam mencapai pelabuhan Wuhan,
- 4.Free sampel dan respon cepat,

Selamat datang email saya atau hubungi saya langsung, mari kita bicara tentang lebih.

### **Kontak informasi:**

**layanan VIP**

**Remey Chi**

**mobil: 0.086-15623307739**



**tel: 0086-27 8782 9195**

**E-mail: [sales04@orienthonest.com](mailto:sales04@orienthonest.com)**

**Skype: orienthonest04**