

## Product details

### Fitur pakai gaun sms ahli bedah:

Hal ini dibuat dari bahan SMS hidrofobik, Lateks bebas; abrasi-tahan; lint rendah; Dengan tingkat tinggi repellency cairan; penghalang yang baik untuk darah, cairan tubuh dan patogen. Dengan standard dan diperkuat gaya gaya .Reinforced dengan penguatan perlindungan ekstra pada lengan & amp; dada yang dapat benar-benar tahan cairan dan alkohol penolak. Tersedia warna: putih, biru.

### Spesifikasi pakai gaun sms ahli bedah:

Nasaya	yang terbaik pakai gaun rumah sakit pemasok, pakai sms ahli bedah gaun, pakai eksportir pakaian bedah
gram bahan	SMS 40 gsm (nyaman, tanpa serat kaca, lateks gratis.)
Gaya	Dasi atau hook dan loop pada kerah, dasi pada pinggang, manset rajutan
Ukuran	115 * 137cm, 120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 170x170cm atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih, hijau, biru
pengepakan	Steril: 1pcs / tas steril, 50pcs / ctn; Non steril: 5pcs / bag, 50pcs / ctn
desain kemasan	Semua tas dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
sertifikasi	CE / ISO13485 / FDA
Mencicipi	dapat gratis yang disediakan untuk memeriksa Anda dalam waktu 2 hari
Aplikasi	Terutama digunakan di rumah sakit, tenaga medis klinis dan pasien.

### indikasi:

1. Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan konten percikan darah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.
2. Sempurna untuk operasi dengan jumlah besar cairan. Untuk mencegah transfer menular dari ATAU staf untuk luka atau sebaliknya melalui kontak langsung.

### Keuntungan kami:

1. Sampel dan kustomisasi yang tersedia.
2. Profesional QC untuk mengontrol kualitas produk. Semua produk sesuai dengan standar kualitas internasional seperti CE, ISO13485.
3. Memiliki pengalaman yang cukup dan memperoleh reputasi tinggi dari pelanggan kami semua kata. Seperti itu Amerika, Amerika Selatan, Eropa, Asia Tenggara, Timur Tengah dll

4. Cepat pembayaran, pengiriman yang cepat dan harga yang kompetitif.
5. Stabil kualitas dan layanan purna jual.
6. OEM layanan yang tersedia.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?**

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

**Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?**

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

**Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?**

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA. REACH dan laporan NELSON.

**Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?**

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.

## The happy time with customers

