

Descrizione di camice da laboratorio medico usa e getta:

produzione 1.Directlyr, monouso Camice da laboratorioS, tutti i colori.

2, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, microporosa,

3.Capacity: 10,000pcs / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;

4.Buona barriera al liquido e traspirante, OEM imballaggio progettazione, Il servizio in 24 ore.

5.Monouso Camice da laboratorio è realizzato in materiale protettivo isolamento ad alte prestazioni.

Applicazione cappotto usa e getta da laboratorio:

1. camice monouso ampiamente usato in sicurezza medica protettivo, laboratorio asettico, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica di estrazione, cibo fabbrica fattoria degli animali di allevamento di rischio biologico e così via.

2. camice monouso anche ampiamente usato in ospedale e di laboratorio, fornendo una buona protezione contro la polvere, particelle ecc E 'conveniente per uso singolo.

Size Chart di camice da laboratorio e getta:

Camice da laboratorio Tabella di formato

(Il formato su misura è benvenuto)

CENTIMETRO	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
ALTEZZA	100	103	107	110	112	113	120	120
CASSA LUNGHEZZA	132	135	137	140	142	147	150	158

Specifiche del camice monouso:

Prodotto: Cina fornitori camice monouso

Materiale: PP / SMS / PP + PE / SF non-tessuto

grammatura: 18-50gsm

Stile: lunghe o corte maniche;
polsino elastico o maglia;
risvolto / stand / rotondo / collo in maglia opzionale
con / senza tasca;
con bottone a pressione o chiusura in velcro

Applicazione: farmaceutica, settore medicale, laboratoriale, workshop

Colore: Blu , bianco, blu scuro, ecc, opzionale

MOQ 5000pcs

Packaging: 5 o 10pcs / bag; 50 o 100pcs / CTN;

Conservazione: Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas

Modalità di pagamento: T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,

Altri servizi: OEM e su misura per logo / marchio

Certificazione:

CE, ISO13485

Tempo di consegna

Capacity: 10,000pcs / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;

Immagini di camice da laboratorio medico usa e getta:





FAQ:

(1) Sei un produttore o una società commerciale?

Siamo un fornitore situato nella città di Xiatao, Hubei. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica.

(2) Posso ottenere campioni per qualità di prova? Piccolo ordine della traccia accettabile?

Sì, vorremmo inviare campioni per la valutazione. Piccolo ordine della traccia è inoltre accolto con favore.

(3) Si può offrire un servizio personalizzato?

dimensione Sì, personalizzato e di marca OEM disponibile.

(4) Qual è il tuo principali prodotti?

I nostri prodotti principali comprendono maschera usa e getta, cap bouffant usa e getta, tuta monouso, Camice da laboratorio, chirurgica abito, grembiule monouso, copertura del pattino, ecc.

(5) Qual è il tuo tempo di consegna?

Di solito entro 15 giorni per il contenitore 20feet.