

## Product details

### Particolare della Cina fabbrica arancio tute monouso:

tute PP (2 pezzi Pantaloni & Amp; Top) con scollo a V INTERBLOCCATA

1. Con cappuccio non di avvio, 2 pezzi (pantaloni & Amp; in alto)
2. Elastico in polsi e caviglie, elastico sul cofano, 5cm elastico intorno alla vita.
3. Nessun cerniere, nessun tasto e senza velcro sulla parte superiore. Aggraffatura nel mezzo della parte anteriore per la parte superiore.
4. Materiale: molto morbido tessuto non tessuto PP, di colore bianco. Con il cambiamento Crouch.
5. Formato: M. (Top 74x116cm, 106x112cm basso)  
Dimensioni: L (Top 78x124cm, 108x116cm basso)  
Dimensioni: XL (Top 82x130cm, 112x120cm basso)  
Dimensione: 2XL (Top 88x136cm, 120x124cm basso)  
Dimensione: 3XL (Top 94x142cm, 128x132cm basso)  
Dimensione: 4XL (Top 100x148cm, 136x138cm basso)  
Dimensione: 5XL (Top 106x154cm, 142x144cm basso)
6. etichetta dimensione superiore; stampa su poli sacchetto con dimensioni.

### Caratteristiche di Cina fabbrica arancio tute monouso:

1. Leggero, traspirante; Materiale morbido ed ecologico
2. resistente e confortevole; Nessun odore, nessuno stimolo
3. ampiamente uso per la fabbrica di cibo, officina senza polvere, clinica, industria per la protezione

### specifiche tecniche di Cina fabbrica arancio tute monouso:

Nome	Cina fabbrica arancio tute monouso, grossista due pezzi arancione tute pp, incappucciati vestiti da lavoro arancione usa e getta
Dimensione	S-5XL
materiale	PP50g
Grammo	50g o come richiesta
MOQ	5,000pcs
Colore	arancio, ecc
Stile	Cappuccio 1.with non di avvio, 2 pezzi (pantaloni & amp; superiore) 2.Elastic nel polso e caviglie, elastico sul cofano, 5cm elastico intorno alla vita. cerniere 3.No, senza tasti e senza velcro sulla parte superiore. Aggraffatura nel mezzo della parte anteriore per la parte superiore.
Imballaggio	1suit / polybag, 50suits / CTN o come vostra richiesta
Tempo di consegna	1 * contenitore 40HQ può essere finito entro 15-20 giorni.
Caratteristiche	uso di protezione di sicurezza, peso leggero, comodo, flessibile, economico, Soft.
senso di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
Campione	Campione libero, può essere fornito gratuitamente per la qualità corrente bancario entro 2 giorni
certificati	ISO13485. CE, FDA, Type5 & amp; 6
applicazioni	utilizzato in sicurezza medica protettivo, laboratorio asettico, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica di estrazione, cibo fabbrica fattoria degli animali di allevamento di rischio biologico e così via.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

D: 1. Are you a producer or a commercial company, and when was your company founded?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

## The happy time with customers

