

Product details

Caratteristiche di fornitore della Cina per SMS camici chirurgici

1. All-in-one, di nuovo apertura.
2. L'abito chirurgico è resistente, morbido, leggero, confortevole, all'abrasione e electricit statica
3. Con superficie perfettamente liscia, camice chirurgico è in grado di espellere liquidi inorganici e prevenire spruzzi di sostanze chimiche. la polvere Solid non può allegare alla abito pure.
4. abito chirurgico è appositamente rivestito per prevenire efficacemente nocivi, polveri ultrafini, acido ad alta densità inorganici, soluzioni alcaline e saline.
5. E 'dimostrato che il camice chirurgico fornisce una protezione contro l'attacco di sangue, virus.

Specifiche del fornitore della Cina per SMS camici chirurgici

| | |
|-----------------------|--|
| descrizione | Porcellana fabbricante per SMS camici chirurgici, il miglior ospedale impianto di camici sterili, chirurgia blu monouso fornitore abito |
| Materiale | SMS (polipropilene Spunbond Tessuto non tessuto + Meltblown Tessuto non tessuto in polipropilene + Spunbond Tessuto non tessuto) |
| Dimensione | S (110 * 130 centimetri), M (115 * 137 centimetri), L (120 * 140 cm) XL (125 * 150cm) 2XL (130 * 150cm) o qualsiasi altri formati su misura |
| Peso | 16-65gsm è disponibile (come vostra richiesta) |
| Dettagli | stile sterili e non sterili, standard e rinforzati, standard ed ultrasuoni, con e senza asciugamani. Velcro sul collare, cravatte in vita, polsini in maglia |
| Colore | blu |
| imballaggio | non sterile, 10 pc / sacchetto, 50pcs / ctn o 100pcs / CTN. sterili, 1 pc / sacca sterile, 50pcs / CTN o 100 pz / CTN |
| Applicazione | Medical & amp; salute / domestica / Laboratorio |
| Caratteristica | Durevole, ecologico, non tossico, traspirante e flessibile Anti-alcool, anti-sangue, anti-olio, anti-batteri, Impermeabile, a prova di acido, la prova Alkali, stabilizzazione ai raggi UV, non più mite |
| Consegna | Un contenitore 40HQ può essere finished all'interno di 15-25days. |
| Conservazione | Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas |
| Modalità di pagamento | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal |
| nota | Il prodotto 1.This può essere sterilizzato con ossido di etilene. |

| | |
|-------------|---|
| | 2.Validity: 3 anni |
| OEM | 1.Material o altre specifiche possono essere secondo customers'requirements. 2.Customized logo / marchio stampato. 3.Customized confezioni disponibili. |
| Certificato | CE, ISO13485, FDA |

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

D: 1. Are you a manufacturer or a commercial company, and when was your company founded?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.