

## Descrizione di camice da laboratorio non tessuto usa e getta:

produzione 1.Directlyr, monouso Camice da laboratorioS, tutti i colori.

2, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, microporosa,

3.Capacity: 10,000pcs / giorno, 1 \* 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;

4.Buona barriera al liquido e traspirante, OEM imballaggio progettazione, Il servizio in 24 ore.

5.Monouso Camice da laboratorio è realizzato in materiale protettivo isolamento ad alte prestazioni.

## Caratteristiche di camice da laboratorio non tessuto usa e getta:

1.Hand cucito, zip sul davanti, taglio completo, fronte aperto, con cappuccio.

2.Non-irritante, proprietà antibatterica, buona resistenza alla trazione, che non lasci residui, traspirazione superiore ed antistatico, resistenza agli urti, morbido, comodo.

## Imballaggio di camice da laboratorio non tessuto usa e getta:

Imballaggio normale: 5 pc / bag, 10bags / carton, o 1pc / bag, 50pcs / carton.

Il vostro marchio può essere stampato sulla scatola interna e cartone esterno.

## Size Chart di camice da laboratorio non tessuto :

LAB CAPPOTTO TAGLIE (Il formato su misura è benvenuto)								
CENTIMETRO	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
ALTEZZA	100	103	107	110	112	113	120	120
CASSA LUNGHEZZA	132	135	137	140	142	147	150	158

## Specifica di non tessuto camice monouso:

<b>Prodotto:</b>	camice monouso
<b>Materiale:</b>	PP non-woven
<b>grammatura:</b>	18-50gsm
<b>Stile:</b>	lunghe o corte maniche; polsino elastico o maglia; risvolto / stand / rotondo / collo in maglia opzionale con / senza tasca; con bottone a pressione o chiusura in velcro
<b>Applicazione:</b>	farmaceutica, settore medicale, laboratoriale, workshop
<b>Colore:</b>	Blu , bianco, blu scuro, ecc, opzionale
<b>MOQ</b>	5000pcs
<b>Packaging:</b>	5 o 10pcs / bag; 50 o 100pcs / CTN;
<b>Conservazione:</b>	Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas
<b>Modalità di pagamento:</b>	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,
<b>Altri servizi:</b>	OEM e su misura per logo / marchio
<b>Certificazione:</b>	CE, ISO13485
<b>Tempo di consegna</b>	Capacity: 10,000pcs / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;

## Immagini di cappotto tessuto non tessuto da laboratorio usa e getta:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





### FAQ:

**(1) Sei un produttore o una società commerciale?**

Siamo un fornitore situato nella città di Xiatao, Hubei. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica.

**(2) Posso ottenere campioni per qualità di prova? Piccolo ordine della traccia accettabile?**

Sì, vorremmo inviare campioni per la valutazione. Piccolo ordine della traccia è inoltre accolto con favore.

**(3) Si può offrire un servizio personalizzato?**

dimensione Sì, personalizzato e di marca OEM disponibile.

**(4) Qual è il tuo principali prodotti?**

I nostri prodotti principali comprendono maschera usa e getta, cap bouffant usa e getta, tuta monouso, Camice da laboratorio, chirurgica abito, grembiule monouso, copertura del pattino, ecc.

**(5) Qual è il tuo tempo di consegna?**

Di solito entro 15 giorni per il contenitore 20feet.