

Introduzione di PP bianco maglia polsini camici monouso

Noi offre una grande varietà di abito monouso da diversi produttori. Proteggersi da germi, batteri e malattie pericolose come l'influenza suina, con nostra grande selezione di abito usa e getta.

Dettagli informazioni di PP bianco a maglia polsini camici monouso

L'abito chirurgico in materiale non tessuto di alta qualità, con caratteristiche di morbido, economica, latex free, traspiranti e in grado di evitare che il sangue, batteri, polvere, ecc ampiamente usato in ospedale, clinica, dentale, chimica, industriale.

materiale:	PP, o SMS
peso:	18-70gsm
dimensione:	S: 115X137cm, M: 120X140cm, L: 125X145cm, XL: 130x150cm
stile:	manica lunga, girocollo, polsini in maglia
colore:	bianco, o blu, verde, rosso, giallo
imballaggio normale:	5pcs / bag, 50pcs / CTN
formato della scatola:	58x28x48cm
MOQ:	1000pcs
capacità produttiva	100,000pcs / giorno
tempo di consegna	10-20days
Marca	OEM
Applicazione	chirurgia ambulatoriale, ospedaliero, medico, dentale, clinica
certificato	ISO13485, CE, FDA, NELSON
campioni	a disposizione

caratteristiche del prodotto:

- 1.breathable, può indossare molto tempo confortevole
- 2.soft, confortevole, leggera, priva di lattice, nessuno stimolo per la pelle colori e dimensioni
- 3.various sono disponibili per la richiesta differente
- 4.Flexible, può essere estendere e piega facilmente, economico
- 5.Easy da indossare e da togliere.
6. può proteggere il corpo contro l'acqua, il sangue e altri fluidi dannosi

Immagine di PP bianco maglia polsini camici monouso



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

