

Lenzuola monouso Caratteristiche del materiale:

1. CPE. Letto monouso copertina

È fatto da materiale in polipropilene, senza lattice; resistente all'abrasione; bassa lanugine; con un alto livello di repellenza del fluido. Bene traspirante.

Colore: bianco, verde, blu, giallo, rosa, arancione, rosso e così via

Peso materiale: 25-65GSM.

2. Foglio del letto monouso PP + PE

è realizzato con materiale PP + PE, senza lattice; resistente all'abrasione; fluido completamente impermeabile e repellente per alcolici.

Colore: bianco, verde, blu, giallo, rosa ,.

Peso materiale: 35-65GSM.

3. Sms Lenzuolo monouso SMS:

è realizzato con SMS idrofobici / materiale di spunlace, senza lattice; resistente all'abrasione; bassa lanugine; con un alto livello di repellenza fluido; una buona barriera a sangue, fluidi corporei e patogeni .

Peso materiale: 35-65GSM.

## Caratteristiche:

Materiale	CPE.
Caratteristica	Confortevole, alta traspirabilità, fibra di vetro gratuita, senza lattice, amichevole
Stile	Elastico Elastico è cucito a mano; lo stile piatto sta tagliando direttamente
Dimensione	30" x71 "ecc (completamente stretched)
Colore	Blue, Bianco,verde ecc
Applicazioni	Ospedale, clinico, medico, personale, pazienti, hotel, viaggi e così via
Campione	Può essere fornito gratuito per il tuo controllo di qualità entro una settimana
Pagamento Termine	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Tempi di consegna	1 * 40HQ può essere terminato circa 35 giorni. (100.000 PC al giorno)
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

<>

<> Imballaggio:

<> 1.10 pz / borsa, 100pcs / cartone

<> 2.Dimensione cartone: 70 \* 34 \* 465 cm

<>

<> I nostri servizi:

<> 1. Team Designer Professional ti offre una proposta di progettazione di pacchetti OEM ad alto standard e soddisfacente

<> 2. OEM Servizi: peso, colore, materiale, gli stili possono essere personalizzati

<> 3. Discorsivi la spedizione per te con carica merci competitiva

<> 4. Marketing del marchio promuovere la tua vendita

<>

<> FAQ

<> Q1. Sei un produttore?

<> a. Sì, siamo leader produttore di prodotti per la cura personale del cotone in Cina, fornendo servizi OEM / ODM.

<>

<> Q2. Posso ottenere alcuni campioni?

<> a. Sì, è possibile ottenere i campioni con specifiche comuni. E possiamo anche fornire campioni personalizzati per la tua richiesta di design speciale.

<>

<> Q3. Quanto tempo viene preparato il campione?

<> a. Di solito 3-7 giorni per specifiche comuni e pacchetti, i campioni di personalizzazione dovrebbero essere negoziati.

<>

<> Q4. Puoi personalizzare il modello di prodotti, logo e imballaggio?

<> Sì, abbiamo un forte team di ricerca e sviluppo per soddisfare la domanda dei clienti.

<>

<> Q5. Come puoi assicurare la qualità dei tuoi prodotti?

<> a. Abbiamo 15. Anni di produzione di esperienze produttrici e continuerà a mantenere un rigoroso sistema di controllo della qualità, attrezzature avanzate e talenti di alta tecnologia.