

Indicazioni

Ampiamente usato in ospedale, fabbrica di cibo e polvere-libero officina

Imballaggio normale

100pcs/bag, 10bags/ctn

Specifiche di PE blu manica copertura

Elemento	USA e getta elastico plastica impermeabile blu PE Manica copertura Fornitore
Materiale	PE
Peso	2.5-5G
Stile	con elastico
Dimensioni	20 * 40cm, 20 * 44cm, 20 * 60cm ecc
Colore	blu
Imballaggio	100pcs/bag, 10bags/ctn
PACKing design	tutti i scatola interna e la stampa della scatola può essere come il vostro disegno
Progettazione del cartone	40 * 20 * 32 cm
Applicazioni	Ampiamente usato in ospedale, fabbrica di cibo e polvere-libero officina
MOQ	50000PCS
Campione	possono essere forniti gratis per il tuo controllo entro 3 giorni di qualità
Termine di pagamento	T/T, L/C, D/UN, D/P/ESCROW
Tempi di consegna	come lei quantità (possiamo finire 100000 pezzi a settimana)
Orificio di FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou