

Foglio trasportatore in polipropilene monouso per riposizionare e trasferire i pazienti

Caratteristiche del foglio di trasporto monouso

- 1) il monouso il foglio di trasporto del paziente è progettato specialmente da un non-woven, idrorepellente materiale in polipropilene.
- 2) è incredibilmente forte con un peso massimo dell'utente di 400.
- 3) ogni foglio è fatto per rendere la tornitura, il riposizionamento e il trasferimento dei pazienti molto facile con 6 maniglie su ogni lato.

Il specifica per lo strato trasportante del polipropilene

Materiale	polipropilene
Colore	blu
Stile	Ultrasuoni tenuta termica, con foro nel lato di lunghezza
Dimensione	195cm * 85cm (può essere fatto secondo la richiesta del cliente)
Applicazione	Ospedale, emergenza centro, clinica
MOQ	5.000 pz
Prezzo	Negoziabile
Termini di pagamento	T/t, L/C, d/A, d/P, Unione occidentale, ESCROW, PayPal
Capacità di rifornimento	10, 000pcs/giorno, 1 * 40 HQ il contenitore può essere terminato in 15 giorni
Termine di consegna	Secondo la quantità, normalmente 30days dopo il deposito
Particolari dell'imballaggio	Sterile: 1 pz/sacchetto di plastica di carta, 50 pc/ctn Non sterilizzare: 1 pz/sacchetto, 50 PCS/CTN O come le vostre esigenze

Immagini di foglio trasportatore in polipropilene monouso



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

